

RECOMMANDATION

SCOTCH TEST

1. Utiliser du scotch transparent (et non opaque ni translucide) et une lame fournie par le laboratoire.
2. Realiser le prelevement le matin au lever, avant la toilette et sans s'etre essuye l'anus.
3. Appliquer la face collante du scotch au niveau de la marge anale, bien appuyer pendant quelques secondes.
4. Coller ce scotch sur la lame.
5. Envoyer la lame au laboratoire

البحث عن بيوض ديدان البطن

1. يستعمل شريط لاصق شفاف وشريحة زجاجية تأخذ من المخبر
2. عند الاستيقاظ صباحا وقبل أي عملية غسل أو تنظيف
3. يوضع الشريط اللاصق على فتحة الشرج مع الضغط لبضع ثواني
4. يوضع الشريط اللاصق على الشريحة
5. إحضار الشريحة إلى المخبر